

Kinterra™

Produktüberblick

Der Kinterra™ kombiniert die Eigenschaften eines Karbonfaserfußes mit denen eines hydraulischen Knöchelgelenks. Diese Kombination ermöglicht es, ein außergewöhnlich natürliches Gangbild zu erreichen – unabhängig von Neigung, Schräge oder Beschaffenheit des Untergrundes oder der Gehgeschwindigkeit.

Anwenderprofil:

- Anwender der Mobilitätsklassen 2 und 3, die von einer erhöhten Stabilität auf Schrägen profitieren
- Ober- und Unterschenkelamputierte, uni- als auch bilateral

Produkteigenschaften:

- **Geteilte Vor- und Rückfußfedern:** optimale Anpassung an den Untergrund
- **Durchgehende, nicht durchschraubte Sohlenfeder:** komfortable Abrollung
- **Rückverlagerter Drehpunkt im Knöchelgelenk:** so behält der Kinterra auf der Ebene die Energierückgewinnung eines Karbonfaserfußes, erst auf Schrägen wird das Knöchelgelenk aktiv
- **10° Plantarflexion, 2° Dorsalflexion:** echte Gelenkbewegung, sicherer Bodenkontakt auch auf Schrägen
- **Progressive hydraulische Dämpfung der Knöchelgelenkbewegung:** komfortable Abrollung, flüssige Bewegung
- **Robuste, auslaufsichere und stoßfeste Konstruktion**
- **Einstellschrauben auf Höhe des Knöchelgelenkes:** einfache individuelle Anpassung der Widerstände

Gesteigerte Anwenderzufriedenheit, mehr Lebensqualität

Besuchen Sie uns unter www.freedom-innovations.de und sehen Sie unser Demo-Video an!

Kostenlose Service-Hotline: 00800 - 2806 2806

Telefon: 0031 (0) 53 20 30 300

info@freedom-innovations.eu

Freedom Innovations Europe

Jaargetijdenweg 4, 7532 SX Enschede, Niederlande

www.freedom-innovations.de

 **FREEDOM**
INNOVATIONS